

## 3645000 台式粉碎儀



型號： 3645000

粉碎儀是由驅動器、2 × ST-20 及 2 × DT-20 構成。1 個可拆除鉤用作去除轉子/定子、2 × BMT-20 G/S 及電源供應器。

世界第一： 可棄置分散系統配密封式支配樣品試管。

保護和安全：防止傳染性樣品材料、有毒物質及重氣味物質外泄

應用：人類醫學、病理學、動物醫學、動物衛生 institutes、臨床診斷研究、食品檢測、實驗室、診斷實驗室、毒物學、醫學研究、製藥研究、生物研究、腫瘤生物學、免疫學、化學及化妝品

- 世界第一
- 高安全性
- 不可能交叉污染。
- 快速簡單
- 既衛生又乾淨
- 使用單一的驅動可分散、攪拌、研磨
- 密封式支配樣品試管
- 使用密封 pierceable 膜，可應要求提供
- 2-15 毫升
- 適合獨立及正式使用
- 標準化工作
- 反鎖功能
- 由於低電壓，增加了安全性（24V）
- 化學抗塑性

---

## 卓越科技公司

深圳:

電話號碼：86 755 - 6157 8090

傳真號碼：86 755 - 3360 9662

Email: [etchk.China@Gmail.com](mailto:etchk.China@Gmail.com)

## 3645000 台式粉碎儀

### 技術參數

電機輸入功率	[W]	20
電機輸出功率	[W]	17
最大粘度	[mPas]	5000
速度範圍	[l/min]	300- 6000
轉速偏差	[%]	10
轉速控制		無級
轉速顯示		刻度
噪音(無分散頭)	[dB(A)]	50
工序類型		分批處理
外形尺寸	[mm]	100 x 40 x 160
重量	[kg]	0.75
允許環境溫度	[°C]	01/05/40
允許相對濕度	[%]	80
DIN EN 60529 保護方式		IP 20
電壓	[V]	100 - 240
頻率	[Hz]	50/60
儀器輸入功率	[W]	20
	[V=]	24
	[mA]	800

---

## 卓越科技公司

深圳:

電話號碼 : 86 755 - 6157 8090

傳真號碼 : 86 755 - 3360 9662

Email: etchk.China@Gmail.com

公司地址 : 香港沙田火炭桂地街 2-8 號國際工業中心 6 樓 N 室

國家/地區 : 香港

電話號碼 : 852-2691 3821, 852 2687 3821

傳真號碼 : 852-2900 2980

Email: info@Meter126.cn

Web Site: www.Meter126.cn

Web. www.labsupply.com.hk