

净卫士™
DEFENDER

DEFENDER

专利多酶清洗技术



专注医用高端清洗产品

Multienzyme Cleaner



正合医疗科技（常州）有限公司
Zener Medtec (Changzhou) Co.,Ltd

【正合生物简介】



正合医疗科技（常州）有限公司，是中国领先的外科手术医疗器械公司之一，我们的目标是为客户提供更简单、更微创、更先进的医疗产品，帮助医学专家解决各种临床难题，使患者减少痛苦和快速恢复健康，享受生活的乐趣。

集团旗下产品组合涵盖高级伤口管理产品、脊柱微创、医学防护等三大产品线。企业先后通过ISO13485认证、德国TUV体系认证和欧盟CE产品认证、美国FDA等各类认证，产品行销全球50多个国家和地区，以精工品质获得了用户和医疗专家的广泛好评。

正合生物隶属于集团医学防护产品事业部，致力于利用领先的绿色可持续生物多酶清洗技术解决日益受关注的医院感控、交叉污染问题。公司与中科院、大学建立紧密的合作开发关系，始终保持迭代技术的领先研发。

目前公司针对医疗领域的手术器械用具，软硬式内镜以及其他的可能被污染的医疗器具，开发了系列针对性的医用清洗液，包括全效医用多酶清洗液、软硬式内镜用多酶清洗液、口腔专用多酶清洗液，碱性及碱性多酶清洗液、医用污染物保湿剂、医用除锈剂和医用润滑剂等，相比同类进口和国内产品，我们具有更加出色的清洗去污能力和极具竞争力的价格。公司凭借科研院所强大的科研支持，根据客户的需要不断升级完善产品，向更高效，更方便，更环保，更绿色安全，不断超越发展。



公司本着将更加绿色安全的生物化学技术应用到大健康的愿景作为公司发展的目标与动力，为人们生活与健康开发更高效的清洁养护产品，坚守“清洁大于消毒”的大健康理念，不断前行。

产品无硅、清亮、低泡、高清洗力、可生物降解，综合性能领先国内同类产品

【清洗产品系列】

全效医用多酶清洗液



【产品特点】

采用多种生物酶复配而成，具有良好兼容性；可长时间保持酶的活性；低泡，易漂洗，适用于手洗，机洗，超声波清洗；pH值中性，无腐蚀性，对金属，玻璃，塑料，橡胶制品均无损伤。

【主要成分】

蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶，纤维素酶，表面活性剂，缓蚀剂等。

【使用范围】

用于去除手术器械以及医疗用品上的蛋白质与脂肪类等有机污染物。同样适用于软式、硬式内镜的清洗。

【使用方法】

详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】

5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】

4升/桶，4桶/箱

内镜专用多酶清洗液



【产品特点】

1. 专为内镜及附件的清洗设计，多种酶复配，能高效、快速、彻底清洗；
2. 无腐蚀性，不损伤任何金属、塑料和橡胶制品。

【主要成分】

蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶，纤维素酶，表面活性剂，缓蚀剂等。

【使用范围】

本品适用于各类内镜器械的预浸泡、手工清洗和超声波清洗。

【使用方法】

详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】

5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】

4升/桶，4桶/箱

口腔专用多酶清洗液



【产品特点】

1. 专为口腔医疗器械器具清洗设计，多种酶复配，能高效、快速、彻底清洗；
2. 无腐蚀性，不损伤任何金属、塑料和橡胶制品。

【主要成分】

蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶，纤维素酶，果胶酶、表面活性剂，缓蚀剂等。

【使用范围】

主要用于拔牙器械、牙周器械、根管器械、手术器械、检查器械、正畸用器械、修复用器械和其他器械的彻底清洗。

【使用方法】

详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】

5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】

4升/桶，4桶/箱

医用保鲜剂



【产品特点】

1. 含有蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶和果胶酶，可以有效去除血迹、蛋白质和碳水化合物；
2. 产品不仅可以保持污染物的湿度，防止硬化，同时可分解蛋白质、体液、血液、脂肪和碳水化合物等；

【主要成分】

蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶，纤维素酶，果胶酶、表面活性剂，缓蚀剂等。

【使用范围】

适用于各类不锈钢、钛、铝、铜、钨和塑料手术器械的预处理。

【使用方法】

详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】

5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】

4升/桶，4桶/箱

【养护产品系列】

医用除锈剂



【产品特点】

高效合理的酸性体系配方设计，除锈速度快，提高除锈效率；不含易挥发组分，保护医护人员安全；含有缓蚀剂延长器械使用寿命；适用范围广，可以去除各类不锈钢器械，不锈钢表面，不锈钢器皿等。

【主要成分】

温和弱酸、表面活性剂和缓蚀剂等。

【使用范围】

1.可以用于去除不锈钢手术器械上的锈斑、锈蚀和色斑等，2.适用于手工浸泡清洗。

【使用方法】 详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】 5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】 4升/桶，4桶/箱

医用润滑剂



【产品特点】

1.无色，遇水不会乳白色，不会分层，产品稳定，彻底解决传统润滑剂分层以及器械表面白斑问题；
2.无毒、无硅完全水溶，不影响灭菌过程中各种灭菌因子的穿透。

【主要成分】

水溶性合成油、表面活性剂和缓蚀剂等。

【使用范围】

本品适用于各类不锈钢、钛、铝、黄铜以及塑料等器械的手工润滑、超声波清洗机以及全自动清洗消毒机的润滑程序。

【使用方法】 详见桶身标签。

【注意事项】

操作人员应佩戴手套和护目镜，如皮肤不慎接触本品，用清水冲洗即可，每次使用后旋紧瓶盖。

【储存条件】 5-30°C阴凉干燥处室温密封保存。

【产品包装】 4升/桶，4桶/箱



制造商：正合医疗科技（常州）有限公司

Zener Medtec (Changzhou) Co.,Ltd

地 址：江苏省武进高新技术产业开发区西湖路 8 号津通工业园 9D
9D, Jinton International Industrial Park, No. 8 Xihu Road,
Wujin Hi-Tech Industry Zone, Changzhou, China.

电 话：(86)0519-83800520 传 真：(86)0519-83600520

邮 箱：info@zenermed.com

网 址：www.zenermed.com

